

**Dumont**  
INSTRUMENTS & CO

# Boren

## Orthodontie/ Tandheelkunde Selectie

 MOS

# Inhoudstafel

Debonding .....	3
• Carbide (FG) .....	3
• Schuurmiddelen (CA) .....	4
• Schuurstenen (CA) .....	4
Carbide voor verschillende materialen .....	4
• Carbide (CA) .....	4
Behandeling van cariës (CA) .....	5
Crown Cutters (FG) .....	5
Polijsten (CA) .....	6
• Diamantpolijsters .....	6
1 <sup>e</sup> fase .....	6
2 <sup>de</sup> fase .....	6
• Flexibele schijven .....	7
Stripping (FG) .....	7
Prophylaxis (CA) .....	8

# Debonding

## • Carbide (FG)



	
<b>C44E 014 3</b>	<b>C282 K 014 3</b>
« Eivormige » kop	Conische afschuining « Torpedo » kop
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 messen</li> <li>• Verkrijgbaar in 018 en 023</li> <li>• Max. snelheid 300.000 tpm</li> <li>• Verkrijgbaar op CA in 014, 018 en 023</li> <li>• Max. snelheid 50.000 tpm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 tot 10 messen</li> <li>• Verkrijgbaar op CA in 014</li> <li>• Max. snelheid 100.000 tpm</li> </ul>
	
<b>C375LR 012 3</b>	<b>C22GK 016 3</b>
Conische afschuining « Ronde » kop	« Ronde » kop
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 messen</li> <li>• Verkrijgbaar in 014, 016, 018 en 023</li> <li>• Max. snelheid 300.000 tpm</li> </ul>	<p>Atraumatisch dankzij de kraag (Vermijdt het krassen van het glazuur en het verwonden van het tandvlees)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. snelheid 300.000 tpm</li> </ul>

		
<b>CT379 S 023 3</b>	<b>CT48LS 012 3</b>	<b>CT390 S 018 3</b>
<b>Afwerking</b>	<b>Afwerking</b>	<b>Afwerking</b>
	<p>Transversale groeven om de afwerking te optimaliseren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 messen</li> <li>• Max. snelheid 300.000 tpm</li> </ul>	

## • Schuurmiddelen (CA)

	
<b>BR3 2</b>	<b>BR7 2</b>
<b>Verwijderen van brackets</b>	<b>Verwijderen van brackets</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.000 tot 7.000 tpm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.000 tot 7.000 tpm</li> </ul>
Verkocht per veelvoud van 10	Verkocht per veelvoud van 10

## • Schuurstenen (CA)

	
<b>K661 025 2</b>	<b>ARK1 025 2</b>
<b>Metaal, porselein</b>	<b>Email, porselein, composiet</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. snelheid 7.000 tpm</li> <li>• Verkrijgbaar op FG (fijn) in 025</li> <li>• Max. snelheid 15.000 tpm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. snelheid 7.000 tpm</li> <li>• Verkrijgbaar op FG (extra fijn) in 025</li> <li>• Max. snelheid 15.000 tpm</li> </ul>
Verkocht per veelvoud van 10 Andere maten en vormen verkrijgbaar	Verkocht per veelvoud van 10 Andere maten en vormen verkrijgbaar

## Carbide voor verschillende materialen

### • Carbide (CA)

		
<b>COR791 045 2</b>	<b>COR791XF 045 2</b>	<b>COR791X 040 2</b>
<b>Enkelvoudige groeven Harde materialen (metaal) Gladde afwerking</b>	<b>Polyvalent Alle materialen en hars Voor delicate oppervlakken</b>	<b>Opruwen Non-edele metalen en hars</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.000 tot 12.000 tpm</li> </ul>	

# Behandeling van cariës (CA)



**C1SXN 023 2**

**Trillingsdempende gekruiste groeven**  
**Efficiëntere uitgraving van rotte tanden**  
**Lange en dunne kraag voor goede zichtbaarheid**

- Verkrijgbaar in 010, 012, 014, 016, 018, 021 en 027
- Verkrijgbaar in L-versie
- Max. snelheid 3.000 tpm

# Crown Cutters (FG)



**CTC21RX 012 3**

**Carbide**

- Verkrijgbaar in 014
- Opt. snelheid 160.000 tpm



**C4CCL 012 3**

**Carbide**

- 120.000 tot 160.000 tpm



**ZCUT 016 3**

**Snelle diamant**



**C21A 010 3**

**Carbide**

- Verkrijgbaar in 012
- Eenmalig gebruik



**C23RX 012 3**

**Carbide**

- Verkrijgbaar in 010
- 180.000 to 200.000 tpm



**C34 010 3**

**Carbide**

- Transversale versnijding
- Verkrijgbaar in 010
  - 180.000 tot 200.000 tpm

# Polijsten (CA)

## • Diamantpolijsters











### 1<sup>e</sup> fase

				
<b>5162 2</b>	<b>5160 2</b>	<b>5102-05 2</b>	<b>5118 2</b>	<b>5107 2</b>
Composiet, glazuur	Composiet, glazuur	Composiet, glazuur	Composiet, glazuur	Composiet, glazuur
<b>Gladmaken en voorpolijsten</b>	<b>Gladmaken en voorpolijsten</b>	<b>Gladmaken en voorpolijsten</b>	<b>Gladmaken en voorpolijsten</b>	<b>Gladmaken en voorpolijsten</b>
• 3.000 tot 8.000 tpm • Verkrijgbaar op FG	• 3.000 tot 8.000 tpm	• 3.000 tot 8.000 tpm	• 3.000 tot 8.000 tpm	• 3.000 tot 8.000 tpm
				
<b>Twist 5110 2</b>		<b>Brush 51B55 2</b>		
Composiet, glazuur		Composiet, glazuur		
<b>Gladmaken en voorpolijsten</b>		<b>Gladmaken en voorpolijsten</b>		
• 3.000 tot 8.000 tpm		• 3.000 tot 8.000 tpm		

### 2<sup>e</sup> fase

				
<b>5262 2</b>	<b>5260 2</b>	<b>5202-055 2</b>	<b>5218 2</b>	<b>5207 2</b>
Composiet, glazuur	Composiet, glazuur	Composiet, glazuur	Composiet, glazuur	Composiet, glazuur
<b>« Hoogglans » polijsten</b>	<b>« Hoogglans » polijsten</b>	<b>« Hoogglans » polijsten</b>	<b>« Hoogglans » polijsten</b>	<b>« Hoogglans » polijsten</b>
• 3.000 tot 8.000 tpm • Verkrijgbaar op FG	• 3.000 tot 8.000 tpm	• 3.000 tot 8.000 tpm	• 3.000 tot 8.000 tpm	• 3.000 tot 8.000 tpm
				
<b>Twist 5210 2</b>		<b>Brush 52B55 2</b>		
Composiet, glazuur		Composiet, glazuur		
<b>« Hoogglans » polijsten</b>		<b>« Hoogglans » polijsten</b>		
• 3.000 tot 8.000 tpm		• 3.000 tot 8.000 tpm		

## • Flexibele schijven

				
395-2	FD14	8FD14	4FD14	FD14UF
Composiet en metaal	Dik <b>Verwijderen en contouren</b>	Medium <b>Gladmaken en voorpolijsten</b>	Fijn <b>Polijsten</b>	Extra fijn <b>« Hoogglans » polijsten</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkelzijdige coating met alumina oxide</li> <li>• Verkrijgbaar in 010</li> <li>• 7.000 tot 10.000 tpm</li> <li>• Verkocht per doos van 100 met boorhouder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkelzijdige coating met alumina oxide</li> <li>• Verkrijgbaar in 010</li> <li>• 7.000 tot 10.000 tpm</li> <li>• Verkocht per doos van 100 met boorhouder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkelzijdige coating met alumina oxide</li> <li>• Verkrijgbaar in 010</li> <li>• 7.000 tot 10.000 tpm</li> <li>• Verkocht per doos van 100 met boorhouder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkelzijdige coating met alumina oxide</li> <li>• Verkrijgbaar in 010</li> <li>• 7.000 tot 10.000 tpm</li> <li>• Verkocht per doos van 100 met boorhouder</li> </ul>
				
395-2	5FDIA14	3FDIA14	FDIA14	8FDIA14UF
Glazuur, porselein en composiet	Zeer dik <b>Verwijderen en contouren</b>	Epais <b>Gladmaken en voorpolijsten</b>	Medium <b>Polijsten</b>	Fijn <b>« Hoogglans » polijsten</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkelzijdige diamant</li> <li>• Verkrijgbaar in 010</li> <li>• 7.000 tot 10.000 tpm</li> <li>• Verkocht per doos van 100 met boorhouder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkelzijdige diamant</li> <li>• Verkrijgbaar in 010</li> <li>• 7.000 tot 10.000 tpm</li> <li>• Verkocht per doos van 100 met boorhouder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkelzijdige diamant</li> <li>• Verkrijgbaar in 010</li> <li>• 7.000 tot 10.000 tpm</li> <li>• Verkocht per doos van 100 met boorhouder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkelzijdige diamant</li> <li>• Verkrijgbaar in 010</li> <li>• 7.000 tot 10.000 tpm</li> <li>• Verkocht per doos van 100 met boorhouder</li> </ul>


## Stripping (FG)

			
8859 014 3	8833 031 3	8392 016 3	3801 023 3
« Naaldvormige » kop	« Chinese hoed » kop	« Spitse » kop	« Balvormige » kop
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrel: 60µ (fijn)</li> <li>• Verkrijgbaar in 010, 012, 016 en 018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrel: 60µ (fijn)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrel: 60µ (fijn)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrel : 110µ (dik)</li> <li>• Verkrijgbaar in 008, 010, 012, 014, 016, 018, 021, 025, 029, 033</li> </ul>

# Prophylaxis (CA)

		
<b>B1 045 2</b>	<b>B12 045 2</b>	<b>B12 065 2</b>
<p><b>Te gebruiken met polijstpasta</b> <b>Eenmalig gebruik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.000 tpm</li> <li>• Verkocht per zakjes van 100</li> </ul>	<p><b>Te gebruiken met polijstpasta</b> <b>Eenmalig gebruik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.000 tpm</li> <li>• Verkocht per zakjes van 100</li> </ul>	<p><b>Te gebruiken met polijstpasta</b> <b>Eenmalig gebruik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.000 tpm</li> <li>• Verkocht per zakjes van 100</li> </ul>


		
<b>DB1 045 2</b>	<b>DB12 045 2</b>	<b>DB12 065 2</b>
<p><b>Diamant</b> <b>Zonder pasta</b> <b>Porselein, composiet, metaal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.000 tpm</li> </ul>	<p><b>Diamant</b> <b>Zonder pasta</b> <b>Porselein, composiet, metaal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.000 tpm</li> </ul>	<p><b>Diamant</b> <b>Zonder pasta</b> <b>Porselein, composiet, metaal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.000 tpm</li> </ul>



**PRW60-2 | PRP60-2 | PRY60-2**

**Te gebruiken met polijstpasta**  
**Eenmalig gebruik**

- 5.000 tot 12.000 tpm
- Verkocht per zakjes van 100



**PR102M-2 MEDIUM**  
**PR111M-2 MEDIUM**  
**PR111C-2 COARSE**  
**PR102C-2 COARSE**

**PR102M-2 MEDIUM**  
**PR111M-2 MEDIUM**  
**PR111C-2 COARSE**  
**PR102C-2 COARSE**

**Reiniging en verwijdering van vlekken**

- 5.000 tot 12.000 tpm





[mos.be](https://mos.be)

Victor Allardstraat, 75 - 1180 Brussel  
+32 (0)2 376 22 22 | [contact@mos.be](mailto:contact@mos.be)