



Dumont
INSTRUMENTS & CO

Boren

Selectie voor aligners

 MOS

Stripping

Selectie boren voor aligners






- Diamant en polishers

			
8859 014 3 (FG)	8833 031 3 (FG)	8392 016 3 (FG)	3801 023 3 (FG)
« Naald » kop	« Chinese hoed » kop	« Spitse » kop	« Bal » kop
<ul style="list-style-type: none"> • Korrel : 60µ (fijn) • Verkrijgbaar in 010, 012, 016 en 018 	<ul style="list-style-type: none"> • Korrel : 60µ (fijn) 	<ul style="list-style-type: none"> • Korrel : 60µ (fijn) • Verkrijgbaar in 010, 012, 016 en 018 	<ul style="list-style-type: none"> • Korrel : 110µ (dik) • Verkrijgbaar in 008, 010, 012, 014, 016, 018, 021, 025, 029, 033
			
5160 2 (CA)	5209 2 (CA)		
Gladmaken en Voorpolijsten	Polijsten		
Fase 1 Medium korrel	Fase 2 Fijne korrel « Hoogglans » effect Uitstekende afwerking van alle oppervlakken Geschikt voor kleine mondopeningen		
• 3.000 tot 8.000 tpm			



De **dispenser** biedt plaats aan zes frezen (turbine en/of contra-angle). Hoogkwalitatief roestvrij staal, volledig compatibel met uw gebruikelijke ontsmettings-, desinfectie- en sterilisatie-oplossingen.

• Carbide (FG)

					
CT48LS 012 3 (FG)	CT379 S 023 3 (FG)	CT390 S 018 3 (FG)	C22GK 016 3 (FG)	C282 K 014 3 (FG)	C334 014 3 (FG)
			« Ronde » kop	Conische afschuining « Torpedo » kop	« Medium spitse » kop
Debonding Afwerking	Debonding Afwerking	Debonding Afwerking	Debonding	Debonding	Uitsnijding dieptrekplaat
Transversale groeven om de afwerking te optimaliseren Optimale verwijdering van lijmresten			Atraumatisch dankzij een kraag (vermijdt het krassen van het glazuur en het verwonden van het tandvlees)		Niet-scherpe spits
<ul style="list-style-type: none"> • 12 messen • Max. snelheid 300.000 tpm 			<ul style="list-style-type: none"> • Max. snelheid 300.000 tpm 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 tot 10 messen • Max. snelheid 300.000 tpm • Verkrijgbaar op CA in 014 • Max. snelheid 100.000 tpm 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 messen • Max. snelheid 300.000 tpm



mos.be

Victor Allardstraat, 75 - 1180 Brussel
+32 (0)2 376 22 22 | contact@mos.be