

Education Fonctionnelle



Comment bien choisir son dispositif ?

Rééducation labiale

2 → 4 ans

Stoppi



3 → 6 ans

Intercepteur
Labial
Pédiatrique



Pédiatrique
avec butée



4 → 8 ans

Ecran bucal
simple



Ecran bucal
avec butée



Ecran bucal
avec grille



Ecran bucal
avec bille



6 ans et +

Intercepteur
Labial



Intercepteur
Labial 2 steps
Classe II avec
overjet important



Rééducation linguale

3 → 6 ans

Exerlangue
petite taille



6 ans et +

Exerlangue



Education Fonctionnelle

Comment bien choisir son dispositif ?

DEMANDER L'AVIS D'UN ORTHODONTISTE AVANT DE PLACER CES DISPOSITIFS

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

légère

modérée

sévère

3 → 6 ans

EF KID



4 → 8 ans

Multi-S



6 → 8 ans

EF Start



6 → 12 ans

Multi-T
Multi-T2



8 → 12 ans

EF Profil

Avec ou sans
dispositif d'expansion



8 → 12 ans

EF Classe II Slim



8 → 12 ans

EF Classe II 2 Steps

traitement
des overjets
de plus de 10 mm



8 → 12 ans

EF T Slim



10 → 12 ans

EF T Slim Long



8 → 12 ans

EF Classe II Standard
sillon labio
mentonnier marqué



8 → 12 ans

EF T Pro



6 → 14 ans

Multi-P petites tailles - Multi-P2 - Multi-P2 wide



8 → 14 ans

Multi-DB - Multi-DB wide



12 ans et +

EF Guide



6 → 10 ans

EF Classe III Small



8 ans et +

EF Classe III Standard



12 ans et +

EF Classe III Large



Avec une gouttière
d'alignement

8 ans et +

EF S.M.A.R.T



Avec un dispositif de
correction des classes II

8 ans et +

Class II Booster

avec correcteur
de classe II



Avec un traitement fixe

8 ans et +

Class I Stabilizer



Multi-TB



12 ans et +

EF Braces



EF Protect

port diurne



Traitements
des problèmes d'ATM

12 ans et +

EF TMJ

